

MPV MEDICAL
respiratory care



SpaceNeb

*Zuverlässig wie ein
Kompressor – **leise**,
mobil wie ein Mesh*

www.mpvmedical.com

SpaceNeb

1969

Der Mensch
landet auf
dem Mond.

HEUTE

SpaceNeb landet auf der Erde.

**Die Aerosoltherapie
von morgen beginnt
heute.**



KOMMEN
SIE MIT
AN BORD!

Bereit machen zum Start
in eine neue Welt der Inhalation in ...

... 3 ... 2 ... 1
STARTEN!



SpaceNeb.

*Zuverlässig wie ein Kompressor –
leise, mobil wie ein Mesh*

NEUHEIT



SpaceNeb.

Medizinisch wirksam.



EU-MDR ✓

MDR EU 2017/745
zertifiziert.

Performance geprüft
durch TÜV Rheinland
Italia S.r.l.

Effektive Vernebelung.



DrugSaver

Die „**DrugSaver**“-Kappe begrenzt das Auslaufen des Medikaments während der Therapie und verringert das Risiko, dass das Medikament beim Ausatmen in die Augen gelangt.

Aerosol Optimierer

OHNE: Vernebelung geeignet für die mittleren Atemwege (Tracheobronchial).
MMAD 4,31 μ m

MIT: Vernebelung, geeignet für die unteren Atemwege (bis zu den Alveolen).
MMAD 2,75 μ m

MMAD 2,75 μ m

Kurze Inhalationszeit:
ca. 7 Min. (2,5 ml)

Getestet nach der aktuellen
Norm EN ISO 27427"

SpaceNeb.

*Start in eine neue Zeit
der Inhalation.*




SpaceNeb – Zukunft atmen

Eine Lösung für die gesamten Atemwege

Ob zur Behandlung der unteren Atemwege oder – in Kombination mit dem Rhino Clear® Space – zur gezielten Pflege und Therapie von Nase und Nasennebenhöhlen: SpaceNeb bietet maximale Flexibilität für eine umfassende Atemwegstherapie.

Für den Alltag entwickelt

Das kompakte Design, die robuste Bauweise und die einfache Reinigung machen SpaceNeb zu einem zuverlässigen Partner – sowohl zu Hause als auch in der Praxis. So wird jede Inhalation komfortabel, effizient und angenehm.



Untere Atemwege



Obere Atemwege




Tracheostoma



Babyversorgung



OPEP-Therapie



Leicht zur reinigen

SpaceNeb.

1 Gerät viele Anwendungen

Kombinierbar mit anderen Therapien

- Mit Schlauchverlängerung anwendbar – für noch mehr Flexibilität
- Mit Babywinkel und -maske bereits ab Säuglingsalter verwendbar
- Mit RhinoClear Space für die oberen Atemwege
- OPEP Therapie – In Kombination mit dem Aerobika® OPEP Atemtherapiegerät nutzbar
- Für tracheotomierte Patienten geeignet



Soft-Maske



Silikon-Babymaske



RhinoClear
Space



Aerobika®
OPEP



Tracheostoma-Maske

SpaceNeb.

*Mehr Leistung. Mehr Komfort.
Mehr Freiheit beim Inhalieren.*

NEUHEIT



Alle Vorteile auf einen Blick:

Schnelle Inhalation
durch leistungsstarke
Vernebelung – 2ml in
unter 10 min.

Erweiterbar mit dem
Rhino Clear® Space zur
Behandlung der oberen
Atemwege

Komfortable Bedienung
mit intuitiver Start-/ Stopp-
Funktion

Made in Italy –
europäische Qualität und
Zuverlässigkeit



Vielseitig einsetzbar für
zahlreiche Inhalations-
lösungen & Medikamente*

MMAD 2,75 µm

Effiziente Aerosolthe-
rapie für eine optimale
Wirkstoffabgabe

Leise: nur 49 dB

100% Mobilität durch
USB-C Lademöglichkeit




SpaceNeb

**Mehr Anwendungsmöglichkeiten,
gleiche Wirksamkeit.**

SpaceNeb lässt sich auf zwei Arten verwenden:
entweder in der Hand gehalten für mehr Bewegungsfreiheit oder auf einer Oberfläche abgestellt und mit dem mitgelieferten Verbindungsschlauch genutzt.

So sorgt SpaceNeb in jeder Situation für maximalen Komfort.



OBERE
ATEMWEGE

SpaceNeb. und Rhino Clear®



Atemwege
ganzheitlich
behandeln.



Mit Schlauchverbindung
nutzbar

Die Atemwege bilden ein zusammenhängendes System. Viele Infekte beginnen in der Nase und können sich im Verlauf auf die Bronchien und die Lunge ausbreiten – ein Vorgang, der als Etagenwechsel bezeichnet wird. Deshalb kann es sinnvoll sein, nicht nur die unteren, sondern auch die oberen Atemwege gezielt zu behandeln.

In Kombination mit dem Rhino Clear® bietet SpaceNeb eine komfortable Lösung für die Therapie beider Atemwegsbereiche. Während der Vernebler Medikamente oder Koch-

salzlösung effizient in die unteren Atemwege transportiert, ermöglicht Rhino Clear® Space die gezielte Anwendung in Nase. So können Sekrete und Allergen gelöst, die Schleimhäute befeuchtet und die natürliche Reinigungsfunktion der Nase unterstützt werden.

Die kombinierte Behandlung der oberen und unteren Atemwege kann insbesondere bei wiederkehrenden Atemwegsinfekten, Allergien oder chronischen Atemwegserkrankungen ein sinnvoller Bestandteil eines ganzheitlichen Therapiekonzepts sein.

MOBIL
UNTERWEGS

SpaceNeb.

Freiheit ohne Kompromisse.

Nur
49 dB.



Mobil, leise
unterwegs.



Kontrollleuchte
für die Therapie-
überwachung.

- Vernebelung
- Batteriestand niedrig
- beim Laden
- vollständig geladener Akku



Mobil unterwegs

Der integrierte Akku macht SpaceNeb unabhängig von der Steckdose. Das Gerät lässt sich bequem über den modernen **USB-C-Anschluss** aufladen – ganz einfach mit einem Netzteil, einer Powerbank oder im Auto. So bleibt Ihre Inhalation auch unterwegs jederzeit gesichert.

Die LED-Anzeige informiert auf einen Blick über den Betriebs- und Ladezustand des Geräts. So wissen Sie jederzeit, wann SpaceNeb einsatzbereit ist oder wann der Akku geladen werden sollte – für eine zuverlässige und sorgenfreie Anwendung.

Leicht zu reinigen

Das Gerät und all seine Komponenten lassen sich einfach montieren, demontieren und reinigen – sogar noch einfacher als herkömmliche Kompressor-Vernebler.

Komplett Set

SpaceNeb wird mit einem 2-Meter Schlauch, einem Verneblerbehälter, einer Kompressoreinheit mit Lithium-Akku, zwei Masken (für Erwachsene und Kinder), einem Mundstück und einem USB-Kabel geliefert.





BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
SpaceNeb Inhalationsgerät	21028439	M51404-00
SpaceNeb mit RhinoClear	21028497	M51404-10
SpaceNeb Soft-Maske Erwachsener	21028511	M51404-00100
SpaceNeb Soft-Maske Kind	21028528	M51404-00200
SpaceNeb Vernebler komplett	21028474	M51404-00300
SpaceNeb Kompressor	21028592	M51404-00400
SpaceNeb Tasche	21028468	M51404-00500
SpaceNeb Netzkabel USB-C	21028445	M51404-00600
SpaceNeb Druckluftschlauch 2m	21028586	M51404-00700
SpaceNeb Schlauchadapter	21028600	M51404-00800
SpaceNeb Kompressorfilter	21028451	M51404-00900
SpaceNeb Year Set	21028563	M51404-01
SpaceNeb Vernebler Set	21028480	M51404-02
SpaceNeb YearSet Junior	21028534	M51404-03
Baby Winkel blau	16355863	M50020-40500
Silikonmaske S	16355892	M50020-45900
SpaceNeb YearSet Rhinoclear	21028505	M51404-04

www.mpvmedical.com

Stempelfeld