

Professioneller Ultraschall- vernebler

PRIZMA PROFI SONIC

PROFI SONIC Touchscreen für Parametereinstellungen

Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden:
Luftmenge, Verneblungsrate, Startzeit und Dauer der Inhalationstherapie.
Der PROFI SONIC Bildschirm ist hintergrundbeleuchtet und damit auch im
Dunkeln gut ablesbar.

mit Nachfüllflasche

mit 90 cm Silikon-
Patientenschlauch



Partikelgröße: Aerosolpartikel sind optimal in der Größe: 0,5 – 5,0 µm MMAD



Ultraschallfrequenz: 1,7 MHz



Verneblungsrate: Aerosolgenerationsrate 0 – 3 ml/Min. (einstellbar)



Fassungsvermögen des Medikationsbechers: 5 – 150 ml



Luftmenge
Einstellung der Luftmenge für maximalen Patientenkomfort: 0 – 20 l/min.



Verbleibende Arzneimittelmenge: 1 ml



Inhalationsdauer: 1 – 99 Min. (einstellbar)



Kaltvernebelung



Akustisches Signal

- Kurzer Ton bei der Befehlauswahl auf dem Display
- Charakteristischer Ton zur Ankündigung des Endes der Inhalation

BEZEICHNUNG

PZN

ARTIKEL-NR.

PRIZMA PROFI SONIC Professioneller Ultraschallvernebler
komplett mit Nachfüllflasche, 90 cm Silikon-Patientenschlauch

19340744

M55300-23

PRIZMA PROFI SONIC Tischhalterung
Edelstahlplatte, Haltestange, Halterung für Nachfüllflasche, Gelenkarm

20539161

M55300-00200

PRIZMA PROFI SONIC Fahrgestell
5-Fußstativ mit Edelstahlhalterplatte, Haltestange, Halterung für
Nachfüllflasche, Gelenkarm

20539149

M55300-24

Maximaler Patientenkomfort

- Breites Medikamentenspektrum:
Alle konventionellen Arzneimittel, Sole, Sterilwasser können für Inhalationen verwendet werden
- Fassungsvermögen des Medikationsbehälters: 5 – 150 ml
- Nachfüllflasche für die Dauerverabreichung, optional (M55300-00400)
- Der Schlauch besteht aus 100 % Silikon und kann in einem Autoklav sterilisiert werden
- Austauschbare Medikamentenbecher 3er Pack (M55300-00300)
- Bakterienfilter für den Luftstrom (M55200-00900)



PROFI SONIC Touchscreen für Parametereinstellungen

Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden:
Luftmenge, Verneblungsrate, Startzeit und Dauer der Inhalationstherapie.

Der PROFI SONIC Bildschirm ist hintergrundbeleuchtet und damit auch im Dunkeln gut ablesbar.

Einsatz als Tischversion oder mit Fahrgestell

- **Tischhalterung Profi Sonic (M55300-00200)**
Edelstahlplatte, Haltestange, Halterung für Nachfüllflasche, Gelenkarm für Patientenschlauch, Halter zur Gerätefixierung
- **Fahrgestell (M55300-24)**
Fünffußstativ mit Edelstahlhalterung und Halteplatte, Gelenkarm für Patientenschlauch



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung / Spannung	100-240V~, 50-60Hz
Leistungsaufnahme	55 W
Maximales Füllvolumen	150 ml (min. 5 ml)
Abmessungen (LxBxH)	260 x 250 x 200 mm
Gewicht	1,8 Kg
Zulassungen	Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EU Richtlinie 93/42/EEC und nachfolgenden Änderungen. CE 1304
Hersteller	PRIZMA d.o.o., Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Serbia