



Aerobika® – OPEP Atemtherapiesystem

Physikalische Klopfmassage zur Schleimlösung

HILFSMITTEL-NR. 14.24.08.0900



Aerobika® ist ein medikamentenfreies Medizinprodukt. Durch das Ausatmen in das Gerät entstehen zum einen Vibrationen, die den festsitzenden Schleim in den Bronchien lösen und so das Abhusten stark erleichtern. Zum anderen atmet man gegen einen leichten, einstellbaren Widerstand aus, der ein Kollabieren der kleinen Atemwege verhindert.

Das Inspirations-Ventil ermöglicht die Kombination mit der Inhalationstherapie. So kann bei der Einatmung inhaliert und bei der Ausatmung der Schleim per Klopfmassage gelöst werden.

Indikationen:

- Mukoviszidose
- Bronchiektasen
- COPD

(Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen)

- Erleichtert die Atmung und reduziert Kurzatmigkeit**
- Öffnet die kleinen Bronchien
- Handlich und positionsunabhängiger Einsatz
- Einfach zu erlernen und anwendbar



Technische Daten

Flow range	von ≥ 10 L/min bis 30 L/min
Widerstandseinstellungen	5
Vernebler-Anschluss	22 mm
Gewicht (netto)	80 g
Gewicht (Brutto)	260 g
Maße	19,5 x 14,5 x 4,8 cm

Lieferumfang: Oszillierendes PEP-Gerät mit Mundstück und Gebrauchsanweisung

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Aerobika® - OPEP Atemtherapiesystem	10383433	M53120-00

** Studien mit COPD- und Bronchiektase-Patienten zeigen, dass die regelmäßige Anwendung des Aerobika® Oscillating PEP Therapy Systems für nur 3 – 4 Wochen eine wesentliche Verbesserung bewirkt hat.



Aerobika® Feuchtinhalation

Zeitgleich Schleim lösen und inhalieren

Die Kombination OPEP Atemtherapie zur Schleimlösung und Inhalationstherapie reduziert die gesamte Behandlungszeit und kann die Compliance deutlich verbessern.



MicroDrop® OPEP Profi Inhalationsset

HILFSMITTEL-NR. 14.24.08.0900

Aerobika® OPEP Atemsystem mit Mundstück, RF7 plus Vernebler mit Mundstück inkl. Ausatemventil, Druckluftschlauch, Filter Kompressor, Universaladapter* und Gebrauchsanweisung

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® OPEP Profi Inhalationsset	11864979	M53800-03



MicroDrop® Pro2 Aerobika-Set

HILFSMITTEL-NR. 14.24.01.0121 | 14.24.08.0900

Professionelles Inhalationsgerät für Kinder und Erwachsene mit **Aerobika®** OPEP System

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® Pro2 Aerobika-Set	11732309	M51800-08

Aerobika® ist als Hilfsmittel verordnungsfähig!

Produktgruppe 14 „Inhalations- und Atemtherapiegeräte“
 14.24. Anwendungsort Atmungsorgane
 14.24.08 - Atemtherapie zur Schleimlösung/-elimination
 14.24.08.0 - PEP-Mundsysteme
 14.24.08.0xxx - Aerobika® OPEP-Atemtherapiesystem

PEP-Mundsysteme sind einfache, mechanische Hilfsmittel, mit welchen während der Ausatmung ein einstellbarer, positiver Druck in den Atemwegen erzeugt werden kann. OPEP-Systeme (Oscillating Positive Expiratory Pressure) erzeugen zusätzliche oszillierende Schwingungen und lösen dadurch den Schleim noch leichter.