



# Universal Plus – Ultraschall-Inhalationsgerät

Traumhaft leise inhalieren (mit einstellbarem Flow)

HILFSMITTEL-NR. 14.24.01.0900



MMAD  
1,9 µm



Das kleine, kompakte Ultraschallinhalationsgerät ist optimal geeignet für eine leise und schnelle Inhalationstherapie – am Krankenbett, zu Hause oder unterwegs.

Eine Anwendung im Liegen ist kein Problem. Durch den mitgelieferten Schlauch und die Masken kann das Gerät sicher auf dem Nachttisch platziert werden und die Inhalation kann im Bett erfolgen. Selbst die Inhalationstherapie am schlafenden (Klein-)Kind ist möglich.

- *Feinste Teilchen: MMAD 1,9 µm / 92% < 5 µm*
- *Geräuschlose Inhalation*
- *Mit Flowregulator und automatischer Abschaltung nach 10 min.*

**Lieferumfang:** Universal Plus Ultraschall-Inhalationsgerät mit Flowregulator, Kinder- und Erwachsenenmaske, Mundstück, Verlängerungsschlauch, Tragetasche, Standfuß und Netzteil (Spannungsversorgung: 230V ~ 50 Hz / 15V DC), Gebrauchsanweisung



## Aerosolcharakteristika

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| MMAD*               | 1,9 µm                            |
| Verneblungsleistung | 0,38 – 0,7 ml/min** (Einstellbar) |
| Massenanteil < 5 µm | 92 %*                             |



## Technische Daten

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gewicht (Handteil)           | 40 g          |
| Gewicht insgesamt            | 1 kg          |
| Gehäuseabmessung (L x B x H) | 9 x 5 x 12 cm |
| Geräuschpegel                | < 50 dB(A)    |
| Füllvolumen Vernebler        | 6 ml          |

| BEZEICHNUNG                                   | PZN      | ARTIKEL-NR. |
|---|----------|-------------|
| Universal Plus - Ultraschall-Inhalationsgerät | 10267974 | M51901-00   |



## Universal Plus Maske

Erwachsene = PZN 12452109 / Kind = PZN 12452090

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452109 | M51901-00300 |
| 12452090 | M51901-00200 |



## Universal Plus Mundstück mit Ausatemöffnungen

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452084 | M51901-00100 |



## Universal Plus Ersatz Kit (Ventil + O-Ring)

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452150 | M51901-00800 |




## Universal Plus Netzteil

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452115 | M51901-00400 |



## Universal Plus Oberteil (Deckel mit Flowregulator)

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452167 | M51901-01000 |



## Universal Plus Tischaufsatz

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452138 | M51901-00600 |



## Universal Plus Tragetasche

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452121 | M51901-00500 |



## Universal Plus Unterteil (Gehäuse mit Elektronik)

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452173 | M51901-00900 |



## Universal Plus Verlängerungsschlauch

| PZN      | ARTIKEL-NR.  |
|----------|--------------|
| 12452144 | M51901-00700 |