



MicroDrop® Calimero2

Professionelles Inhalationsgerät für Babys und Kinder



MMAD
2,76 µm

HILFSMITTEL-NR. 14.24.01.0129

Der **MicroDrop® Calimero2** ist ein professionelles Inhalationsgerät, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Im Lieferumfang sind bereits ein Babywinkel und 2 Silikonmasken in verschiedenen Größen enthalten. Der Vernebler ist für alle zur Inhalation zugelassenen Suspensionen und Inhalationslösungen geeignet und ist speziell auf die kleinen Atemwege von Säuglingen und Kindern abgestimmt.

- Kleine Aerosol-Teilchen 2,76 µm (MMAD)
- Kurze Inhalationszeit: 2,5 ml in 4,7 min
- Inhalationsbeschleunigungstaste
- Kindgerechtes Design: „Duck-Clip“
- Besonders weiche, 100% Silikonmasken

Lieferumfang: Kompressor, RF7 plus Kindervernebler, Mundstück mit Ausatemventil, Druckluftschlauch, Babywinkel, Silikonmaske Gr. XS (Babys 0 – 12 Monate), Silikonmaske S (Kinder 1 – 3 Jahre), Softmaske Kind gelb, Duck-Clip, Ersatzfilter Kompressor, praktische Tragetasche und Gebrauchsanweisung

MMAD*	2,76 µm
Massenanteil < 5 µm	78,53 %
Verneblungsleistung	0,53 ml/min.



BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® Calimero2	08628235	M51504-00
Gebrauchsanweisung MicroDrop® Calimero2 ---		M50010-55800


Ersatzteile und Zubehör

für **MicroDrop® Calimero2**



MicroDrop® RF7 plus Kindervernebler mit Mundstück und Ausatemventil

PZN	ARTIKEL-NR.
08628241	M53500-03



MicroDrop® Mundstück RF7 plus Kindervernebler mit Ausatemventil


PZN	ARTIKEL-NR.
10002164	M50020-52500

* Messmethode gemäß EN 13544-1. Geprüft nach der neuesten Norm EN 13544-1:2007 + A1 (Ed. August 2009) durch TÜV Rheinland



MicroDrop® RF7 plus Softmaske Kind, gelb/transparent

PZN	ARTIKEL-NR.
00348476	M50020-44200



MicroDrop® Duck-Clip

Entengesicht Klick-On für den RF7 plus Kindervernebler

PZN	ARTIKEL-NR.
10124714	M53500-05



MicroDrop® Druckluftschlauch 2 m

mit 2 Fits-all-Konnektoren phthalat- und DEHP-frei

PZN	ARTIKEL-NR.
09937470	M50020-42400



MicroDrop® RF Adapterwinkel / Babywinkel

mit Ausatemöffnung zum Anschluss von Silikon-Masken

PZN	ARTIKEL-NR.
00347703	M50020-43800



MicroDrop® Maske Silikon Gr. XS / S

aus 100 % Silikon ID 22 mm mit Ausatemventil

PZN	ARTIKEL-NR.
Größe XS (Babys 0 – 12 Monate):	
01002834	M40010-02000
Größe S (Kinder 1 – 3 Jahre):	
01002828	M40010-02100



MicroDrop® Calimero2 Düsenmantel

für RF7 plus Kindervernebler

PZN	ARTIKEL-NR.
10002158	M50020-52400



MicroDrop® Calimero2 Kompressor, inkl. Netzkabel

PZN	ARTIKEL-NR.
10002170	M50010-56000

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® 2 Tasche, blau	09937553	M50010-42900
MicroDrop® 2 Filter Kompressor, 1 Stück	09937530	M50010-42800