



MicroDrop® Family2 Kinder 1 – 3 Jahre

Inhalationsgerät für Kleinkinder

HILFSMITTEL-NR. 14.24.01.0122



MMAD
3,34 µm



**PHTHALATES
& BPA FREE**

4
Jahre
Garantie

Der **MicroDrop® Family2 Kinder 1 – 3** ist ein druckluftbetriebenes Düsenvernebler-System für die Behandlung von Atemwegserkrankungen der unteren Atemwege bei Kleinkindern. Inklusive Babywinkel und Kleinkindermaske!

Der **RF6 plus Vernebler** ist für alle zur Inhalation zugelassenen Suspensionen und Inhalationslösungen geeignet.

- *Anti-Umkippsystem – es kann kein Medikament auslaufen*
- *Kurze Inhalationszeit von 0,32 ml/min.*
- *Besonders weiche, 100% Silikonmaske*

Lieferumfang: Kompressor, RF6 plus Vernebler, Babywinkel mit Ausatemöffnungen, Silikonmaske Gr. S, Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Druckluftschlauch, Ersatzfilter Kompressor, Tragetasche, Gebrauchsanweisung



Aerosolcharakteristika

MMAD*	3,34 µm
Massenanteil < 5 µm	69,2 %
Verneblungsleistung	0,32 ml/min.



Technische Daten

Betriebsdruck Kompressor	ca. 0,60 bar
Gewicht	1,2 kg
Gehäuseabmessung (H x L x B)	105 x 200 x 170 mm
Geräuschpegel	54 dB(A)
Füllvolumen Vernebler	min. 2 ml bis max. 8 ml
Luftleistung Kompressor	ca. 9 l/m

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® Family2 Kinder 1 – 3 Jahre	09937346	M51604-03

* Messmethode gemäß EN 13544-1. Geprüft nach der neuesten Norm EN 13544-1:2007 + A1 (Ed. August 2009) durch TÜV Rheinland



Optionales Zubehör



MicroDrop® Sil-Set 1 – 3

Kinder 1 – 3 Jahre

Adapterwinkel, Silikonmaske Gr. S und Gebrauchsanweisung

HILFSMITTEL-NR.

14.99.99.1038 / 14.00.24.0009* / 14.00.24.0199

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® Sil-Set 1 – 3	07098634	M53600-10



MicroDrop® Sil-Set 3 – 6

Kinder 3 – 6 Jahre

Adapterwinkel mit Ausatemöffnungen, Silikonmaske Gr. M und Gebrauchsanweisung

HILFSMITTEL-NR.

14.99.99.1038 / 14.00.24.0009* / 14.00.24.0199

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® Sil-Set 3 – 6	07098640	M53600-11

Ein Babywinkel und eine Silikonmaske in Größe S befinden sich bereits im Lieferumfang des MicroDrop® Family 1 – 3 Version.

Einmal im Jahr erstattet die Krankenkasse ein Vernebler-Set / Year-Set!

MicroDrop® Family2:

Hilfsmittel-Nr. 14.24.01.0122 – Aerosol-Inhalationsgeräte für tiefe Atemwege

+ Zubehör:

Hilfsmittel-Nr. 14.99.99.1038 – Austauschvernebler für Inhalations- und Atemtherapiegeräte (allgemein)

Hilfsmittel-Nr. 14.00.24.0009 – Year Set für Babys und Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (Barmer GEK /TK)*

Hilfsmittel-Nr. 14.00.24.0199 – Aufschlag bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (AOK Bayern)

**Bei Babys bis zum vollendeten 1. Lebensjahr können bei der Erstversorgung Year-Sets gesondert abgegeben und abgerechnet werden. Um eine maximale Erstattung zu gewährleisten, geben Sie gegebenenfalls die Abrechnungsnummer des Gerätes und die Abrechnungsnummer des Zubehörs an. Abrechnungsnummern an!*