



Peakflowmeter, Spacer & Therapiehilfen

Produktübersicht 2025



Über uns.

MPV MEDICAL konzentriert sich seit 1997 auf den Bereich Respiratory Care. Daraus entstehen laufend neue, anerkannt hochwertige Produkte, die helfen, respiratorischen Erkrankungen vorzubeugen, sie zu diagnostizieren und zu therapieren.

Als Unternehmen achten wir besonders auf die Einhaltung höchster Standards und Anwenderfreundlichkeit und bieten alle angrenzenden Services zu unseren Produkten. Das Konzept basiert auf der Partnerschaft mit dem Fachhandel, Kliniken und Praxen.

Atmen ist Leben – wir helfen dabei


PEAKFLOWMETER

Peakflowmeter Mini-Wright	9
Peakflowmeter Mini-Wright Low Range	9
Peakflowmeter Mini-Wright Low Range mit Windmühle	10
Airzone Peakflowmeter NEU	10
Peakflowmeter Zubehör	11




IN-CHECK

In-Check Dial G16	15
In-Check Dial G16 Zubehör NEU	15




SPACER

Able Spacer	18
Able Spacer Masken	22
Dispozable Einweg-Spacer	24



TRAININGTOOLS

Trainhaler CR + Flo-Tone CR	28
-----------------------------------	----



KUNDENSERVICE	30
VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN	31

Hochwertige Medizintechnik

Mit langer Tradition



TRAININGTOOLS
mit innovativer
app-Unterstützung

SPACER
antibakteriell und
mit app-Unterstützung

GOLD STANDARD
Peakflowmeter

PIF-CONTROL
Innovative Entscheidungs-
hilfen für DPI/MDI

Mini-Wright™ PEAK FLOW METER

Seit über 100 Jahren steht Clement Clark International für hochwertige und innovative Produkte rund um die Atemwege.

Mit Geräten wie dem Peak-Flow-Meter **MiniWright**, das in der Branche als "Goldstandard" für die Messung des Atemflusses anerkannt ist, setze man neue Standards, die bis heute gelten. Das MiniWright Peakflowmeter ist aktuell das am häufigsten eingesetzte Peakflowmeter in wissenschaftlichen Studie. Dank seiner Messgenauigkeit und der komfortablen Anwendung.

Hoch innovative Produkte, wie der **In-Check Dial G16** unterstützen Fachkräfte bei der Auswahl des richtigen Inhalators und beim Training der korrekten Inhalationstechnik. Der In-Check Dial G16 ist das erste Produkt seiner Art, das während der Inhalation den Widerstand der jeweiligen DPIs simulieren kann.



Das Original

Peakflowmeter Mini-Wright



Die Geschichte der Peakflowmessung

Der **Mini-Wright** wurde in den 70er Jahren eingeführt, um die Vorteile des Peak-Flow-Monitorings in Arztpraxen und bei Patienten zu Hause auf der ganzen Welt nutzen zu können. Es stellte einen wichtigen Fortschritt im Asthma-Management dar, da es eine objektive Messung der Atemwegsverengung ermöglichte und in Abhängigkeit von dieser Verengung geeignete Maßnahmen ergriffen werden konnten.



Heute

Der **Mini-Wright** wurde in hunderten Studien weltweit getestet und gilt als der "**GOLD-Standard**" der portablen Peakflowmessgeräte. Jeder **Mini-Wright** wird von bestens geschulten Mitarbeitern individuell zusammengebaut und auf Geräten des neuesten technischen Stands kalibriert, um eine konstante Leistung sicherzustellen.



"GOLD"-Standard

Meist verwendetes Peakflowmeter



Qualität

Höchste technische Präzision



Studien

Hunderte Studien belegen die hohe Genauigkeit

Ideal für den Einsatz in Kliniken und Arztpraxen



Einmal-Mundstücke mit Ventil

Bei Patientwechsel

Durch die Verwendung unserer **Einmal-Mundstücke** mit Ventil können Sie das Mini-Wright Peakflowmeter für mehrere Patienten verwenden.

Das Einmal-Mundstück mit Ventil wird einfach auf das Mini-Wright Peakflowmeter gesteckt. Für die Adaption am Mini-Wright Peakflowmeter Low Range benötigen Sie den päd. Adapter (M61130-07).


Durch das Ventil können die Patienten ausatmen, aber nicht einatmen. So werden Kreuzinfektionen mit anderen Patienten vermieden.

Die beschichtete Außenhülle und der Rand des Einmal-Mundstücks ermöglichen dem Patienten einen angenehmen Test ohne ein Aufweichen der Pappe.

Der Mini-Wright wurde in Kombination mit dem Einmal-Mundstück intensiv getestet und garantiert höchste Messgenauigkeit.

Peakflowmeter Mini-Wright

Gold Standard für Erwachsene



HILFSMITTEL-NR. 21.24.01.0014

Das **Original Mini-Wright Peakflowmeter** ist besonders präzise und seine Ergebnisse sehr gut reproduzierbar. Es ist, auch bei pharmazeutischen Studien, das **weltweit am meisten verwendete Peakflowmeter**. Experten führen dies auf besondere Features wie individuelle Kalibrierung, Edelstahlspindel und das spezielle Ausatemventil zurück.

Das Standard-Modell ist mit einer Skala von **60 bis 800 l/min** ausgestattet und wird von Erwachsenen bzw. Personen mit leichtem bis mittelgradigem Asthma verwendet.

- *GOLD-Standard in der portablen Peakflowmessung*
- *auch in einer speziellen Version für Kinder erhältlich*
- *mit Einmalmundstücken verwendbar (Klinikeinsatz)*

Lieferumfang: Mini-Wright Peakflowmeter, Mundstück, Gebrauchsanweisung

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Peakflowmeter Mini-Wright	15517275	M61130-04

Peakflowmeter Mini-Wright Low Range

für Kinder und bei schwerem Asthma/COPD



HILFSMITTEL-NR. 21.24.01.0013


Das Mini-Wright Low-Range Peakflowmeter hat eine Skala von **30 bis 400 l/min** und wurde für Kinder bzw. Personen mit schwerem Asthma oder COPD entwickelt.

Lieferumfang: Mini-Wright Low Range Peakflowmeter, Mundstück, Gebrauchsanweisung

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Peakflowmeter Mini-Wright Low Range	15517306	M61130-05

Peakflowmeter Mini-Wright Low Range mit Windmühle

für Kinder



HILFSMITTEL-NR. 21.24.01.0015

Das Mini-Wright Low-Range Peakflowmeter hat eine Skala von **30 bis 400 l/min** und wurde für Kinder bzw. Personen mit schwerem Asthma entwickelt. Die Mini-Wright Windmühle wird einfach auf das Peakflowmeter gesteckt und das Kind wird motiviert, die Windmühle zum Drehen zu bringen. Das Kind wird interessiert und bläst konzentriert mit maximaler Stärke in das Gerät. Durch die Anregung zur Mitarbeit reduziert die Mini-Wright Windmühle so die bei Peakflow-Messungen möglichen Compliance- Schwankungen.

Lieferumfang: Mini-Wright Low Range Peakflowmeter, Mundstück, Windmühle, Gebrauchsanweisung

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Peakflowmeter Mini-Wright Low Range mit Windmühle	15568752	M61130-16

Airzone Peakflowmeter

im Taschenformat



HILFSMITTEL-NR. 21.24.01.0...

Das Airzone Peakflowmeter im Taschenformat ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet und verfügt über ein **spezielles Ampelschema**. Dies ermöglicht ein sicheres und genaues Selbstmanagement bei der Durchführung eines Peak-Flow-Tests. Das Airzone ist individuell kalibriert, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Das tragbare Peakflowmeter verfügt über einen Griff für eine einfache Bedienung. Das Airzone misst den maximalen expiratorischen Durchfluss zwischen **60 – 800 l/min EU**.

Lieferumfang: Airzone, Mundstück, Gebrauchsanweisung

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Airzone Peakflowmeter	18809423	M61130-21

Zubehör für Peakflowmeter



Peakflowmeter Mini-Wright Windmühle (50 Stk.)

PZN	ARTIKEL-NR.
15517335	M61130-06



Peakflowmeter Mini-Wright Windmühle (1 Stk.)

PZN	ARTIKEL-NR.
---	M61130-00500



Peakflowmeter Mini-Wright Mundstück Erwachsene

PZN	ARTIKEL-NR.
15568781	M61130-00400



Peakflowmeter Mini-Wright Low range Mundstück Kind

PZN	ARTIKEL-NR.
15568775	M61130-00600



Einmal-Mundstück mit ex. Ventil (5x20 Stk.)

Zum Anstecken an das Mini-Wright Peakflowmeter. Durch das Ventil kann nur ausgeatmet werden. Somit wird das Infektionsrisiko vermindert.

Ø innen: 28,6 ± 0,2mm
Ø außen: 30,125 ± 0,175 mm

PZN	ARTIKEL-NR.
15517424	M61130-08

Pädiatrischer Adapter für Einmal-Mundstück

Verbindet das Peakflowmeter Mini-Wright Low Range mit dem Einmal-Mundstück (M61130-08).

PZN	ARTIKEL-NR.
15517370	M61130-07

Alles im **grünen** Bereich?

Der **In-Check DIAL** hilft bei der Auswahl des passenden Inhalators!



in-check
DIAL
G16



Hohe Genauigkeit
Exakt kalibriert



Vielfältig
Für Klinik und Praxis



Einfach anzuwenden
Selbsterklärende Technik



Inhalationsberatung
mit dem In-Check DIAL

Mehr Informationen auf:
www.inhalationsberatung.de



**Ist die
Einatemstärke korrekt?**

**Atmet man mit der falschen Geschwindigkeit ein,
gelangt das Medikament nicht in die unteren Atemwege!**

Warum sollte man den inspiratorischen Flow prüfen?


Das Messen des inspiratorischen Flows gewinnt bei Ärzten und Therapeuten immer mehr an Bedeutung und ist ein wichtiger, grundlegender Bestandteil des Inhalationstechnik-Trainings.

In-Check Dial G 16


Jeder Pulverinhalator verfügt über einen eigenen internen Widerstand und sollte auf die Atemzugskraft des Patienten abgestimmt sein. Denn wenn der Patient zu schwach oder zu stark atmet, kann dies zu einer Reduktion der Therapieeffizienz führen. Über das In-Check DIAL G16 können die 6 verschiedenen Widerstandsgruppen von gängigen DPIs eingestellt werden und so simuliert werden. Liegt der Patient nach der Inspiration im grünen Bereich kann aus dieser Gruppe ein DPI verordnet werden bzw. atmet er mit der korrekten Einatemkraft ein.



Farbcode – insp. Widerstandsgruppen



Wie funktioniert es?



1 Wählen Sie den Inhalator Ihrer Wahl aus der Liste mit den Widerstandsgruppen (z.B. Turbohaler®).

2 Stellen Sie am In-Check DIAL G16 die entsprechende Gruppe / Farbcode (z.B. Med High) ein.

3 Nun atmet der Patient durch den In-Check DIAL G16 ein. Schafft er es in den **grünen Bereich** ist der Inhalator geeignet. Liegt er im **roten Bereich** ist es empfehlenswert einen Inhalator aus einer Gruppe mit höherem Widerstand zu wählen.

In-Check DIAL G16

Hoch innovatives Trainingstool



Erreicht ein Patient den erforderlichen insp. Flow für ein bestimmtes DPI/MDI?

Das In-Check DIAL G16 teilt die Inhalatoren in 6 Gruppen ein, die nach deren inneren Luftstromwiderstand bewertet sind. Die Eingruppierung der Inhalatoren erfolgt streng nach den Angaben der pMDIs/DPI Hersteller und wird über ein Infosheet stets aktuell gehalten (siehe links S. 14). Das In-Check Dial G16 hat jeweils eine Skala für DPIs und pMDIs.

Nachdem der Patient durch das In-Check DIAL G16 eingeatmet hat, kann der Arzt / Therapeut leicht das passende Inhalationssystem ermitteln. So werden unpassende Patient-Inhalationssystem Kombinationen vermieden und die Therapie / Medikamentendeposition effektiver und effizienter.

Zusätzlich zu den Dosieraerosolen sind die folgenden Daten zu Trockeninhalatoren inkludiert:
Accuhaler® / Diskus®, Breezhaler®, Chlickhaler®, Easyhaler®, Ellipta®, Genuair® / Novolizer® / PressAir®, Handihaler®, Nexthaler®, Spiromax® / Sespiclick®, Turbohaler® (Symbicort) / Flexhaler®, Turbohaler® MK II (Pulmicort), Twisthaler®, Diskhaler®

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
In-Check DIAL G16	15568835	M61130-13

Zubehör zur Verminderung des Infektionsrisikos bei Patientenwechsel



InCheck Dial Bakterien-Viren-Filter transparent
75er Pack

PZN	ARTIKEL-NR.
19381364	M61130-30



Einmal-Mundstück mit insp. Ventil (5x 20 Stk.)
Zum Anstecken an den In-Check Dial G16

PZN	ARTIKEL-NR.
15568769	M61130-15



Produktvideo




Mit dem **InCheck DIAL G16**
können Sie ganz einfach
» prüfen wie stark die Atmung ist! «

IN-CHECK DIAL



Alles im **grünen** Bereich?



Der inspiratorische Flow
des Patienten liegt im
grünen Bereich

= Patient:in
INHALIERT RICHTIG



Der inspiratorische Flow
des Patienten liegt im
roten Bereich

= Patient:in
INHALIERT FALSCH

ERKLÄRVIDEOS



Erklärvideo

Dr. Robert Jaeschke
Erklärvideo



Schauen Sie das Video auf
www.youtube.com



Pulverinhalator

Patientengespräch
Pulverinhalator –
der 10-jährige Noah



Schauen Sie das Video auf
www.youtube.com



Dosieraerosol

Patientengespräch
Dosieraerosol –
der 70-jährige
Herr Linse



Schauen Sie das Video auf
www.youtube.com

Able Spacer

Die innovative Vorschaltkammer



Für Kinder und Erwachsene



Inkl. App-Unterstützung für Kinder



Belohnungsprinzip bei korrekter Inhalation

Infektionsrisiko Spacer?



Silber-Ionen Technologie

Der erste antibakterielle Spacer




Dreckschleuder Spacer? Untersuchungen in Studien haben ergeben, dass **ca. 40% aller Spacer durch unzureichende Reinigung mikrobiell verunreinigt sind** (z.B. mit Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneu-

moniae oder Staphylococcus aureus). Dadurch bergen sie ein hohes Infektionsrisiko für die ohnehin schon geschwächte Lunge.*

Der Able Spacer hilft, das Infektionsrisiko zu senken.

SO FUNKTIONIERT ES:



Wenn eine Bakterie mit den Silber-Ionen des Spacers in Kontakt kommt, verhindern diese das Wachstum und die Vermehrung der Bazillen. Die Gefahr einer Bakterienbesiedlung wird dadurch deutlich verringert.

SILBER-IONEN ANTI-BAKTERIELL

99%

HEMMUNG**



NORMALER SPACER

40%

KONTAMINATION*



* Cohen, H. A., Cohen, Z., Pomeranz, A. S., Citron, B., & Kahan, E. (2005). Bacterial contamination of spacer devices used by asthmatic children. *Journal of Asthma*, 42(3), 169-172.
** Mark Sanders, Ronald Bruin: Klebsiella pneumoniae survival on plastic valved holding chamber (VHC) bodies, 2014

Able Spacer

Ein Spacer – viele Vorteile



2
Way


2-Way Ventil

Öffnet bei weniger als 10 l/min inspiratorischem Flow. Empfohlen für (Klein-) Kinder und COPD Patienten.



Anti-Mikrobielle Kammer und Maske

Aus transparentem Material mit eingebetteten **Silberionen** (nicht beschichtet!), die das Wachstum von Bakterien in der Kammer verhindern.



Low-Static Kammer und Beutel

Um die Deposition feiner Aerosolteilchen zu fördern sind der **Able Spacer** und die **Able Masken** low-static. Aufbewahrt werden sie in einem speziellen antistatischen Beutel.

PHthalates
& BPA FREE


Able Spacer

Low-static Spacer mit Silberionen

HILFSMITTEL-NR. 14.24.03.1001

Der **Able Spacer** ist komplett **low-static**. Dadurch wird ein Anhaften des Medikaments an der Kammerwand verhindert und unterstützt so eine zuverlässige Dosierung.

- Sichtbare Ventilbewegung bei Einatmung
- Frei von Phtalathen, BPA und Latex
- Passend für alle gängigen Dosieraerosole
- 210 ml Volumen für effiziente Vernebelung
- Einfache Reinigung und Handhabung



Able Spacer
ohne Maske
inkl. Flo-Tone Trainer
PZN 15517447

Able Spacer
mit Maske S
für Babys
PZN 15517476

Able Spacer
mit Maske M
ab ca. 2 Jahren
PZN 15517507

Able Spacer
mit Maske L
Erwachsene
PZN 15517536

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Able Spacer ohne Maske	15517447	M61130-00
Able Spacer mit Whistle-Maske S	15517476	M61130-01
Able Spacer mit Whistle-Maske M	15517507	M61130-02
Able Spacer mit Whistle-Maske L	15517536	M61130-03

Able Masken

in drei Größen erhältlich

HILFSMITTEL-NR. 14.24.03.1001



Maske S
Babys

Maske M
ab ca. 2 Jahren

Maske L
Erwachsene

Die **Positive Whistle Maske** erzeugt einen speziellen Pfeifton beim korrekten Inhalationsmanöver, welcher in Kombination mit der **Rafi-Tone App** einen spielerischen Anreiz für die Kleinkinder zur Durchführung des richtigen Manövers für eine optimale Medikamentendeposition bietet.

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Able Spacer Whistle-Maske S	15517559	M61130-00100
Able Spacer Whistle-Maske M	15517571	M61130-00200
Able Spacer Whistle-Maske L	15517594	M61130-00300

Able Masken

Low-static Masken mit App-Funktion



Optimale Passform

Die speziell geformten Wände sorgen für ein exaktes, angenehmes Aufliegen am Gesicht und verhindern Einknicken und Schmutzansammlungen.



BPA-frei

Frei von Phtalathen, BPA und Latex und Schmutzansammlungen.



Positive Whistle Mask

Belohnungsprinzip für (Klein-)Kinder: Die **Positive Whistle Maske** erzeugt nur bei korrektem Inhalationsmanöver einen Ton. Mit diesem lassen sich Spielfiguren in Rafi-Tone App steuern.



Low-static

verhindert das Anhaften des Medikaments an der Maskenoberfläche



Antimikrobiell

Eingebettete Silberionen verhindern das Wachstum von Bakterien und Pilzen



App-Inhalierhilfe

kompatibel mit kostenloser „RAFI-TONE“ App

Rafi Tone App

Motivations-Spiel speziell für Kinder




PZN 15517447

PZN 15568806



- Fördert die Akzeptanz der Spacer-Inhalationstherapie
- Belohnungsprinzip in der App bei korrekter Inhalation
- Zeichnet die Patientennutzung zur Analyse auf
- Nur in Kombination mit dem original Able Spacer mit Kindermaske, oder Pfeif-Mundstück verwendbar.

RAFI TONE App
jetzt kostenlos herunterladen!



RAFI-Tone Video



Einweg-Spacer

Für eine hygienisch sichere Anwendung



Notfall-Versorgung

Ideal für Krankenhäuser, Schulen
und Erste-Hilfe



Geprüfte Qualität

In Studien mit dem Asthma Spray
Ventolin getestet



Einfach

Sicherer und schneller Aufbau

Dispozable Spacer

Zur 1x Verwendung

HILFSMITTEL-NR. 14.24.03.1001

Eine Inhalationshilfe, die als **kostengünstige und hygienische Alternative** zu herkömmlichen Vorschaltkammern entwickelt wurde. Die Umsetzung als Einweg-Konstruktion garantiert hochgradige Hygiene, die z.B. in Einrichtungen mit ständig wechselnden Patienten unabdingbare Voraussetzung ist.

Auch für den Gebrauch in Kindergärten oder Schulen geeignet, um in Notfällen schnell und unkompliziert das geeignete Medikament verabreichen zu können. Das praktische Design ermöglicht eine leichte und schnelle Montage. Die Gebrauchsanleitung ist bereits auf dem DispozABLE Spacer aufgedruckt und einfach zu verstehen.

Ohne Maske verwendbar.

- geeignet für alle gängigen Dosieraerosole
- verwendbar bei Ruheatmung
- für Kinder und Erwachsene
- verwendbar mit dem Flowtone (CR) Mundstück



BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Dispozable Spacer (10 Stk.)	15568841	M61130-14




Trainingtools

Für die Inhalation mit Dosieraerosolen

4 von 5 Asthmatikern inhalieren falsch!*

Jetzt nicht mehr!



Trainhaler® Buddy

Trainings-App für die MDI Inhalation



APP



Trainhaler CR



Flo-Tone CR



Produktvideo



Trainhaler® Buddy ist eine neue, innovative App, mit der Sie Patienten ganz einfach und schnell die richtige Inhalationstechnik mit MDIs beibringen können.

Die Coaching-Pfeife des Trainhalers gibt der App einen objektiven Bericht über die Inhalationsdauer und Stärke. Das direkte, visuelle Feedback ermutigt den Patienten, sich einer korrekten Technik anzunähern.

Trainhaler® Buddy App jetzt kostenlos herunterladen!



* Verbesserung der Inhalationstechnik von Menschen mit Asthma und COPD in Apotheken -VITA -, Dr. Andrea Hämmerlein, Dr. Uta Müller, MPH, Prof. Dr. Martin Schulz, Zentrum für Arzneimittelinformation und Pharmazeutische Praxis (ZAPP) der ABDA, Berlin

* Verbesserung der Inhalationstechnik von Menschen mit Asthma und COPD in Apotheken -VITA -, Dr. Andrea Hämmerlein, Dr. Uta Müller, MPH, Prof. Dr. Martin Schulz, Zentrum für Arzneimittelinformation und Pharmazeutische Praxis (ZAPP) der ABDA, Berlin

Jetzt kostenlos
anmelden!

Trainhaler CR + Flo-Tone CR

Innovatives MDI Training



Die nächste Stufe im MDI Training. Mit dem neuen **Trainingstool Trainhaler CR + Flo-Tone CR** erlernen Patienten einfach und schnell den korrekten inhalativen Flow und den richtigen Zeitpunkt zum Auslösen des Sprühstoßes.

Die innovative **Flo-Tone CR Pfeife** hat im Vergleich zur FloTone Pfeife folgende Vorteile: Zum einen ist sie in der Lage, sich allen pMDIs anzupassen, und zum anderen stellt sie sicher, dass die Pfeife bei allen pMDIs bei der gleichen Flussrate anspricht, unabhängig vom individuellen Widerstand der Dosieraerosole.


Der **Trainhaler CR** ist einem Dosieraerosol nachempfunden, vernebelt aber kein Placebo. Ein **Pfeifton** zeigt an sobald der Patient in der richtigen Geschwindigkeit inhaliert und das Manöver ausgelöst werden kann.

Verwendbar mit der kostenlosen Trainhaler® Buddy App!

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Trainhaler CR + Flo-Tone CR	15568812	M61130-11

Flo-Tone CR Trainer

Passend für den Trainhaler CR und viele MDIs



Der **Flo-Tone CR** stellt sicher, dass die Pfeife bei allen pMDIs bei der gleichen Flussrate anspricht, unabhängig von deren individuellen Widerstand.

Auch **direkt am Mundstück von Dosieraerosolen** verwendbar, um mit dem Patienten an seinem persönlichen MDI zu trainieren. **Passend für die meistens MDIs**

EIN-PATIENTEN-PRODUKT. 10 Stück.

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
Flo-Tone CR Trainer (10 Stk)	15568829	M61130-12

Unsere Webinare & Schulungen:

Webinar PG 14



Schulung mit Zertifikat zu unseren **MicroDrop® Inhalationsgeräten**

pDL pharm. Dienstleistung



Wir zeigen Ihnen in 5 einfachen Schritten, wie die Umsetzung der **neuen pDL in Ihrer Apotheke** gelingt.

InCheckDial G16



Lernen Sie den **InCheck Dial G16** besser kennen und erfahren Sie alles wissenwerte über die Anwendung in der Praxis.

Wie kann ich teilnehmen?



Alle aktuellen Termine auf:
www.mpvmedical.com/Fachhandel



Kontaktieren Sie uns:
info@mpvmedical.com



Oder einfach Code scannen
und online anmelden

www.mpvmedical.com
www.inhalationsberatung.de

Kundenservice

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da!



KUNDEN-SERVICE

Mit dem Kauf eines **MPV MEDICAL** Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen unser Kundendienst schnell und zuverlässig weiter.

Wählen Sie unsere **ZENTRALE SERVICENUMMER**:

DEUTSCHLAND +49 (0)89 7299 700-0

FAX +49 (0)89 7299 700-99

E-MAIL info@mpvmedical.com



ANSCHRIFT

MPV MEDICAL GmbH
Parsdorfer Weg 6
D-85551 Kirchheim b. München

Versandkosten:

bis € 500,00 Auftragswert Versandkostenpauschale € 5,50
ab € 500,00 Auftragswert Lieferung frei Haus



REPARATUR-SERVICE

Sie haben einen möglichen Defekt an Ihrem Artikel festgestellt? Kein Problem, Reparaturen, Garantieabwicklungen und Lieferung von Ersatz- und Zubehöerteilen erledigen wir schnell und zuverlässig!

ANSCHRIFT REPARATUR SERVICE:

MPV MEDICAL GmbH
Parsdorfer Weg 6
D-85551 Kirchheim b. München

TELEFON +49 (0)89 7299 700-52

FAX +49 (0)89 7299 700-99



ONLINE

Besuchen Sie unsere Webseiten:

www.mpvmedical.com
www.inhalation.de

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2 % Skonto, 14 Tage netto

Rücksendungen:

Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 15 %



Verkaufs- und Lieferbedingungen

Versandkosten:

bis € 500,00 Auftragswert Versandkostenpauschale € 7,50
ab € 500,00 Auftragswert Lieferung frei Haus

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2% Skonto, 14 Tage netto

Rücksendungen:

Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 15%

Allgemeines

Unsere Bedingungen gelten als ein für alle Male vereinbart, auch wenn wir abweichenden Gegenbestätigungen nicht ausdrücklich widersprechen. Abweichungen gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen, und nur für den betreffenden Vertrag. Sind einzelne Klauseln ungültig, so reduzieren sich Bedingungen auf den gültigen Teil.

Angebote, Abschlüsse

Angebote sind freibleibend, falls wir nichts anderes ausdrücklich schriftlich bestätigen. Angaben über die Beschaffenheit (z. B. Farbe, Gewichte, Höchst- und Mindestgrenzen sowie -mengen, Abbildungen, Zeichnungen, Muster und dgl.) sind nur ungefähr und annähernd maßgebend, d. h. unverbindliche Rahmenangaben, es sei denn, wir garantieren schriftlich eine bestimmte Beschaffenheit. Bestellungen, Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern, deren Angebote, Auskünfte und Nebenabreden binden uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung: Telegrafische und telefonische Aufträge nehmen wir nur auf Gefahr des Käufers an. Irrtümer aller Art binden uns nicht.

Lieferung

Lieferfristen und Termine sind unverbindlich und verstehen sich stets ausschließlich der Transportdauer. Sie verlängern sich um den Zeitraum, während dessen der Käufer mit der Erfüllung seiner Pflichten oder Obliegenheiten im Rückstand ist. Liefern wir nicht pünktlich, so kann der Käufer nur nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist zur Leistung vom Vertrag zurücktreten; Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung sind ausgeschlossen. Jede Gefahr - auch bei Frankolieferung - geht auf den Käufer über, sobald die Ware bereitgestellt ist, spätestens sobald sie dem Spediteur/Transporteur übergeben wird bzw. unser Werk oder Lager verlässt; dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern.

Lieferungen: ab € 500,- netto fracht- und verpackungsfrei; bei Auslandslieferungen: ab Werk. Sonderverpackungen (Express, Eilpost) gehen stets in voller Höhe zu Lasten des Käufers. Übernahme der Ware durch Spediteur oder Transporteur gilt als Beweis für einwandfreie Umhüllung und Verladung. Soweit wir die Frachtkosten übernehmen, wählen wir Weg und Art der Verfrachtung. Soweit der Käufer die Frachtkosten trägt, bestimmen wir als Käufers Beauftragte Transportart und -weg ohne jede Gewähr. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Bei Bestellungen von Sonderanfertigungen müssen wir uns Über-/ Unterlieferungen von 10 Prozent vorbehalten.

Lieferstörungen

Ereignisse höherer Gewalt, technischen Ursprungs oder sonstiger Art, welche unsere Produktion wesentlich einschränken bzw. eine reibungslose Abwicklung des Auftrages in Frage stellen können, sowie nicht zu vertretendes Unvermögen bei uns oder unseren Lieferanten, berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben; Schadensersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

Gewährleistung und Garantie

Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen wegen erkennbarer Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, andere Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Der Käufer hat die Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z. B. bahnamtliche Tatbestandsaufnahme). Verarbeitung oder Weiterveräußerung bzw. Verbindung oder Vermischung gelten als vorbehaltlose Billigung. Bei rechtzeitiger Mängelrüge übernehmen wir die Haftung im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen. Unsere Haftung wegen Mängeln (Gewährleistung) erstreckt sich auf eine dem Stand der Technik entsprechende Mangelfreiheit der Ware. Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir vor Auslieferung eines Auftrages vornehmen, berechtigen nicht zu einer Beanstandung. Sofern wir Gewährleistungsansprüche gegen unsere Lieferanten haben, erfolgt unsere Gewährleistung durch Abtretung dieser Ansprüche an den Käufer,

der diese Abtretung für diesen Fall bereits hierdurch annimmt. Kommt Gewährleistung gegenüber dem Lieferanten nicht in Betracht oder weigert sich der Lieferant, gegenüber dem Käufer Gewährleistung vorzunehmen, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Nacherfüllung, d. h. nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung. Die mangelhafte Ware bzw. die ausgetauschten Teile muss der Käufer an uns herausgeben. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder sind wir hierzu nicht in der Lage, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Sämtliche vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Verbrauchsgüterkauf.

Ein Anspruch des Käufers auf Ersatz von Kosten, die im Rahmen der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Lieferanten entstehen, ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn etwaige kostenauslösende Maßnahmen, insbesondere die Einleitung eines Gerichtsverfahrens, nicht vorher mit uns abgestimmt werden.

Grundsätzlich leisten wir Gewähr für zwei Jahre ab Übergabe der Ware an den Käufer. Ist der Käufer ein Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, leisten wir Gewähr für ein Jahr.

Unabhängig von der vorstehenden Gewährleistung bieten wir (MPV MEDICAL GmbH, Parsdorfer Weg 6, 85551 Kirchheim bei München) dem Käufer gemäß nachstehender Vorschriften Garantie: Die Garantie erstreckt sich auf sämtliche Mängel, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind; sie gilt während des in der jeweiligen Gebrauchsanweisung angegebenen Zeitraums ab Lieferung der Ware und umfasst nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Garantie gilt nicht
- für Verschleißteile und bei natürlicher Abnutzung,
- für Lackschäden,
- für Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung,
- wenn der Liefergegenstand vom Käufer oder Dritten durch Ein- oder Anbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird,
- wenn Behandlungsvorschriften nicht befolgt werden,
- bei Veränderungen oder Defekten, die durch unsachgemäße Einlagerung entstehen,
- für Schäden, die durch klimatische oder sonstige Einwirkungen entstanden sind.
Leisten wir Garantie, bedeutet dies hinsichtlich der reparierten oder ausgetauschten Teile keinen Neubeginn der Garantiefrist.

Haftung

Weitergehende Ansprüche des Käufers als die in Ziff. 5 genannten, gleich aus welchen Rechtsgründen, sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und nicht für sonstige Vermögensschäden des Käufers. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht für Personenschäden; für sonstige Schäden gilt sie nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; schließlich gilt sie nicht, soweit ein Schaden durch das Fehlen einer Beschaffenheit entsteht, die wir garantiert haben. Der Ausschluss einer weitergehenden Haftung auf Schadensersatz gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz.

Preise, Vertragserfüllung, Zahlung

Erfolgt die Lieferung später als 4 Monate nach Vertragsabschluss, so gilt unser am Liefertag gültiger Preis; gegenüber Personen im Sinne von § 310 BGB sind wir zu Preiserhöhungen auch dann berechtigt, wenn die Lieferung innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss erfolgt, falls sich zwischen Vertragsabschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf der Ware liegenden Kosten (einschließlich öffentlicher Lasten) erhöhen. Jede Teillieferung auf Abschlüsse gilt in bezug auf Berechnung und Bezahlung als besonderes Geschäft.

Unsere Rechnungen sind per Rechnungsdatum fällig und auch bei Teillieferung oder Mängelrügen ohne Abzug entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zahlbar: Konditionen für Inlandslieferungen: 7 Tage 2 Prozent Skonto, 14 Tage rein netto. Vorauskasse bei Neukunden im Ausland. Für Exportlieferungen: Kasse gegen Dokumente oder unwiderrufliches Akkreditiv oder Vorauskasse nach unserer Wahl. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Zurückbehaltungsrechte des Käufers, die auf einem anderen Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Bei Zahlungsverzug können wir Verzugszinsen in banküblicher Höhe berechnen und weiteren Schaden geltend machen. Gerät der Käufer mit der Abnahme der Ware oder einer fälligen Zahlung ganz oder teilweise in Rückstand, sind wir berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft erscheinen lassen. Treten wir zurück, sind wir berechtigt, die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers kennzeichnen, gesondert lagern und abholen zu lassen. Anstatt zurückzutreten, können wir dem Käufer Verkauf, Vermischung, Be- und Verarbeitung untersagen, weitere Lieferungen auf diesen sowie andere Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Bezahlung aller Lieferungen verlangen. Unsere Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

Bei Geschäften des Käufers mit uns dürfen wir Ansprüche gegen Verpflichtungen aufrechnen/verrechnen (auch Saldoansprüche). Unsere Außendienstmitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur Annahme von Zahlungen oder zu sonstigen Verfügungen befugt.

Eigentumsvorbehalt, Sicherungen

Bis zur vollständigen Bezahlung aller (auch Saldo-) Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden hiermit die folgenden Sicherheiten gewährt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller vorgenannten Forderungen unser Eigentum. Be- und Verarbeitung erfolgen stets für uns als Hersteller. Wird die Ware vermischt, verbunden oder verarbeitet, werden wir Miteigentümer gemäß Wertanteil (Einstandspreise). Ferner tritt der Käufer seine (Mit-) Eigentums- und Besitzrechte an der neuen Gesamtheit schon jetzt an uns ab. Der Käufer verwarht unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Wir geben die Sicherheiten nach unserer Wahl frei, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 Prozent übersteigt. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware (be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden, allein oder mit fremden Waren) veräußert (verkauft, verwendet), tritt er hiermit schon jetzt alle Forderungen gegen seine Kunden, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen, Fremdwaren u.a. sind, mit allen Sicherheiten (auch Eigentums- und Besitzrechten) an uns ab, wobei wir neben etwaigen Mitberechtigten Gesamtgläubiger und äußerstenfalls Teilgläubiger (unsere Forderungen plus 25 Prozent) sind. Der Käufer ist nur befugt, unsere Ware gemäß Satz 1 im ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr, solange er Händler (kein Verbraucher) und nicht in Verzug ist, zu veräußern. Er ist widerruflich befugt, die uns abgetretenen Forderungen, deren Nichtabtretbarkeit an Dritte wir hiermit mit ihm vereinbaren, selbst einzuziehen, falls er nicht im Verzug ist. Auf unser Verlangen wird der Käufer die Abtretung offenlegen und uns die nötigen Auskünfte und Unterlagen geben. Der Käufer tritt hiermit alle künftigen Ansprüche (z.B. Versicherung, Ansprüche aus unerlaubter Handlung) wegen unserer Ware an uns ab. Treten wir vom Vertrag zurück und verlangen wir unser Eigentum heraus, ist der Käufer zur Rückgabe der gelieferten Ware und zum Ausgleich von Aufwendungen, Gebrauchsüberlassungen, Wertminderungen und entgangenen Gewinn verpflichtet. Er hat uns sofort, notfalls per Telefon/Telegramm, zu verständigen, wenn jemand unsere Rechte angreift. Wir sind berechtigt/bevollmächtigt, jederzeit für unsere Ansprüche nach unserer Wahl Sicherheiten und deren Verstärkung zu fordern sowie Werte des Bestellers, die unserer tatsächlichen Einwirkung unterliegen, als Sicherheit in Anspruch zu nehmen und zu verwenden. Die Abtretbarkeit aller Ansprüche des Käufers gegen uns wird ausgeschlossen.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen, für Käufers Verbindlichkeiten und Gerichtsstand, soweit nach §§ 38-40 ZPO zulässig, ist München. Wir dürfen jedoch am Sitz des Bestellers und vor sonst möglichen Gerichten klagen. Nur deutsches Recht gilt. Vertragssprache ist Deutsch.

Stand 09/2016

MPV MEDICAL GmbH
Parsdorfer Weg 6 · D-85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 7299 700-0

