

Präzises, berührungsloses IR-Thermometer

Infrarot-Thermometer MPV

MPVMEDICAL
respiratory care



Kontaktlos

messen



TECHNISCHE DATEN

Messbereich Objekt	0 °C – 100 °C 32.0 °F – 199.9 °F
Messbereich Körpertemperatur	32 °C – 43 °C 89.6 °F – 109.4 °F
Skalierung	0,1 °C
Abmessungen	161 x 53 x 39 mm
LCD Abmessungen	33 x 25 mm
Stromquelle	2x 1,5V AAA- Alkalibatterien



Präzise, sekundenschnelle kontaktlose Messung



Einheit wählbar:
Celsius oder Fahrenheit



Integrierte Speicherfunktion: speichert die letzten 20 vorherigen Ergebnisse



Hygienisch sichere Bedienung: Tastenfreies Einschalten und automatische Erfassung



Intelligente Stromersparnis durch automatische Abschaltung nach 60 Sekunden



Zwei Modi auswählbar:
Körpermodus / Objektmodus

BEZEICHNUNG

Infrarot-Thermometer MPV

PZN

16771774

ARTIKEL-NR.

M72200-10