

Präzises, berührungsloses IR-Thermometer für den professionellen Einsatz

IR-Thermometer Pro MPV

MPVMEDICAL
respiratory care



Messgenauigkeit
 $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

3
SENSOREN

**Kontaktlos
messen**



Mit Abstandskontrolle



IP22



TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	32 °C – 43 °C 89.6 °F – 109.4 °F
Modi	Körpermessung Oberflächenmessung
Skalierung	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Abmessungen	161 x 53 x 39 mm
Speicher	30 Speicherplätze
Stromquelle	2x 1,5V AAA- Alkalibatterien



Präzise, sekundenschnelle kontaktlose Messung



Hygienisch sichere Bedienung: Tastenfreies Einschalten und automatische Erfassung



3-farbiges Display mit akustischem Fieberalarm



Intelligente Stromersparnis durch automatische Abschaltung nach 30 Sekunden



Integrierte Speicherfunktion: speichert die letzten 30 vorherigen Ergebnisse



Zwei Modi auswählbar: Körpermodus / Objektmodus

BEZEICHNUNG

PZN

ARTIKEL-NR.

IR-Thermometer Pro MPV

16898492

M72200-20